

Size: L130×W60×H135mm

Pantone Reflex Blue C

White

Black

CRDLIGHT

CE 0370 | FFP2 NR  
EN 149:2001+A1:2009

CRDLIGHT

25  
PCS

Filtrationseffizienz  $\geq 94\%$   
Filtration Efficiency



FILTERING HALF MASK  
FILTERNDE HALBMASKE



- Instructions:**
1. Press the mask against the face with the metallic strip uppermost
  2. Place the bands around both ears
  3. Mold the metal clip over nose bridge and the mask should snugly over the face
  4. Press the mask against the face with both hands to seal air leaks



- Anweisungen:**
1. Drücken Sie die Maske mit dem Metallstreifen an das Gesicht
  2. Legen Sie die Bänder um beide Ohren
  3. Formen Sie den Metallstreifen über das Nasenbein, die Maske sollte eng über dem Gesicht sitzen
  4. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen das Gesicht, um Luft-eindringung zu verhindern

Product Features:

1. Efficient filtration: Filtering rate above 94% with pollen, droplet, dust, and smog effectively
2. 5 layers purification: Filament non-woven fabric, flexible moderate thickness, adsorption particle, double layer melt-blown filters
3. Smooth breathing: Flexible insert nosebar ensures optimal sealing between the bridge of the nose and the mask
4. Ergonomic design: Comfortable to wear, low impedance filter material and no odor
5. Secure seal: Soft metal nosebar for best seal between nasal beam and mask

Warnings:

1. Check the expiry date and mask before first use
2. Do not use after expiry date or the mask damaged
3. Do not use a microwave oven to heat it
4. Check and ensure the mask and straps were fit properly and tightly
5. The mask can not use in the space with poor ventilation due to the oxygen deficiency (below 19.5% vol)
6. Stop use mask when breathing is very difficult and change a new one
7. In order to keep the mask clean, avoid touching the inside of the mask with your hands
8. Not recommended for children under three years old due to low lung capacity
9. Please store the mask in a temperature range of -20°C to 25°C and a relative humidity of less than 80%

Spezifikationen:

1. Effiziente Filtration: Filtrierate über 94% mit Pollen, Tröpfchen, Staub und Smog effektiv
2. 5 PLY Reinigung: Filament Vliesgewebe, flexible moderate Dicke, Adsorptionspartikel, doppelte Meltblownfilter
3. Glatte Atmung: Flexible Insert Nasenbrücke sorgt für optimale Abdichtung zwischen des Nasenbeins und der Maske
4. Ergonomisches Design: Angenehm zu tragen, filterarmes Material mit geringer Impedanz und kein Geruch
5. Sichere Dichtung: Soft-Metall-Nasenstange für die beste Abdichtung zwischen Nasenstrahl und Maske

Warnhinweise:

1. Überprüfen Sie das Ablaufdatum und die Maske vor der ersten Anwendung
2. Benutzen Sie die Maske nicht nach Ablauf des
3. Die Maske nicht mit einem Mikrowellenherd erhitzen
4. Überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Maske und die Bänder richtig fest sitzen
5. Die Maske kann nicht in schlecht belüfteten Arbeitsräumen in denen Sauerstoffmangel herrscht verwendet werden (unter 19,5% vol/ Sauerstoff)
6. Bemerken Sie einen erhöhten Atemwiderstand, ersetzen Sie die Maske umgehend
7. Um die Maske sauber zu halten, vermeiden Sie das Berühren der Innenseite der Maske mit Ihren Händen
8. Nicht empfohlen für Kinder unter drei Jahren wegen geringer Lungenkapazität
9. Bitte bewahren Sie die Maske in einem Temperaturbereich von -20°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% auf

Name: Filtering Half Mask  
Model: YY0525  
Materials: Non-woven fabric, hot air cotton, melt-blown fabric  
Manufacturer: Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.  
Address: NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen, 529080 Guangdong, China  
Importer: Miko GmbH  
Carl-Goerdeler-Str.1, 61350 Bad Homburg  
Complies with EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR standard

01.MAR.2021

20210301

29.FEB.2024

MADE IN CHINA